



## Reporte de Infusiones

**Codigo:** BNA0322A

**Nombre:** Infusiones

**Nombre Cientifico:**

**Grupo:** Bebidas no alcoholicas

**SubGrupo:** Infusiones

**Breve Descripcion:** Infusión que se consume en tazas en una forma similar al té. Las bolsitas contienen 3 g de yerba mate y están contenidos en una bolsita de papel de filtro tissue, ensobrados con papel común. La bebida se prepara con aproximadamente 250 mL de agua caliente (aprox. 95°C).

**Codigo LanguaL:**

**Lugar de Muestreo:** INTA Cerro azul, Misiones; Argentina

**Manejo de la muestra:** SI

Se agregó 250 mL de agua calentada hasta el primer hervor en un recipiente, que contenía el saquito de mate cocido dejándolo reposar 5 min en el recipiente que lo contiene. Del extracto acuoso obtenido se tomó 1 mL que se coloca en un matraz aforado de 25 mL llevándolo a volumen con agua para la dilución del mismo.

**Numero de Muestras:** 1

**Origen del dato:** Bibliografica

Anusic, N. . (2012) Identificación y cuantificación de polifenoles en yerba mate y brebajes. Tesina N° 497. Universidad de Belgrano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. .

### Compuestos

	Compuestos	Unidades	Media	DE	Material Ref	Inter laboratorio	Repeticiones
<b>Método - Folin Ciocalteau (Singleton et al., 1999)- Fenoles Totales</b>							
<b>Total polyphenols</b>							
Polyphenols, total	Galic acid equivalent	mg GAE/100 mL	264,4900	0,000	SI	NO	1